


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Pold3 폴리클로널 항체 - Q15054

품목 번호: CM0026845



소개

POLD3 Rabbit pAb는 DNA 중합효소 델타 서브유닛 3을 표적으로 하는 토끼 폴리클로널 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 사용 가능하며 사람 및 마우스 샘플에 적합합니다. DNA 복제 및 복구 연구에 사용하세요.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	POLD3 Rabbit pAb
비고/별칭	P66; P68; PPP1R128; POLD3
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	10714
GeneID	10714
면역원	사람 POLD3 (NP_006582.1)의 아미노산 197-466에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	Q15054
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)