

Wb 및 Elisa용 Anti-Poldip2 토끼 다클론 항체 - Q9Y2S7

품목 번호: CM0015476



소개

이 다클론 항체는 인간 POLDIP2를 항원으로 사용하여 토끼에서 생산되었으며 WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 42 kDa 단백질을 인식하고 마우스 및 랫드 동종 단백질과 교차 반응하므로 DNA 복구 연구에 유용한 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	POLDIP2 토끼 pAb
비고/별칭	p38; POLD4; PDIP38; POLDIP2
종	인간
유전자 ID(인간)	26073
유전자 ID	26073
면역원	인간 POLDIP2(NP_056399.1)의 아미노산 250-350 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9Y2S7
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스 팩