

Wb, Elisa용 Anti-Pole4 폴리클로날 항체 - Q9Nr33

품목 번호: CM0026901

소개

인간 POLE4 (p12), DNA 폴리머라제 엡실론 보조 소단위체를 표적하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, DNA 복제 및 복구 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	POLE4 Rabbit pAb
비고/별칭	p12; YHHQ1; POLE4
종	인간(Human)
유전자 ID	56655
면역원	인간 POLE4 (NP_063949.2)의 아미노산 1-117에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q9NR33
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)