

Anti-Pole4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9Nr33

품목 번호: CM0023859

소개

인간 POLE4를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, DNA 복제 및 수리에 관여하는 DNA 중합체 엡실론 소단위체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 염색질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	POLE4 Rabbit pAb
비고/별칭	POLE4; YHHQ1; p12; DNA polymerase epsilon subunit 4
종	인간
유전자 ID	56655
면역원	인간 POLE4 (NP_063949.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9NR33
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스백