

항-Polg2 토끼 다클론 항체 - Q9Uhn1

품목 번호: CM0027994



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 고품질 항-POLG2 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 생쥐, 쥐의 POLG2 (Q9UHN1), 미토콘드리아 DNA 중합효소 보조 서브유닛에 특이적으로 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	POLG2 토끼 pAb
비고/별칭	HP55; POLB; PEOA4; POLGB; MTPOLB; MTDPS16; MTDPS16A; MTDPS16B; POLG-BETA; POLG2
종	인간
유전자ID (인간)	11232
유전자ID	11232
면역원	인간 POLG2 (NP_009146.2)의 아미노산 216-485에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q9UHN1
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스 팩