


Wb, Elisa용 Anti-Poll 토끼 다클로날 항체 - Q9Ugp5

품목 번호: CM0030455



소개

인간 DNA 폴리머라제 램다(POLL)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 염기 절제 복구 및 비상등 말단 접합을 포함한 DNA 복구 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	POLL Rabbit pAb
비고/별칭	BETAN; POLKAPPA; POLL
종	인간(Human)
GeneID (인간)	27343
GeneID	27343
면역원	인간 POLL (NP_037406.1)의 아미노산 421-575에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9UGP5
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)