


Anti-Polr1B 폴리클로날 항체 (Wb, Elisa 용) - Q9H9Y6

품목 번호: CM0018514



소개

RNA 중합효소 I의 코어 서브유닛인 POLR1B (RPA135)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, Human 및 Mouse와 교차 반응합니다. 핵소체 전사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	POLR1B Rabbit pAb
비고/별칭	A135; RPA2; TCS4; RPA135; Rpol-2; POLR1B
종	Human
유전자 ID (Human)	84172
유전자 ID	84172
면역원	인간 POLR1B (NP_061887.2)의 아미노산 670-900에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q9H9Y6
단백질 분자량	128kDa
배송	아이스백