


Wb 및 Elisa용 항-Polr1C 토끼 다클론 항체 - O15160

품목 번호: CM0014088



소개

인간 POLR1C (RPAC1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. RNA 중합효소 I/III 전사, 핵소체 기능 및 백질이영양증 관련 경로 연구에 필수적입니다. - O15160

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	POLR1C 토끼 pAb
비고/별칭	AC40; RPA5; TCS3; HLD11; RPA39; RPA40; RPAC1; RPC40; POLR1C
종	인간
유전자ID (인간)	9533
유전자ID	9533
면역원	재조합 단백질, 인간 POLR1C (NP_976035.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O15160
단백질 분자량	39kDa
배송 방식	아이스 팩