


Anti-Polr1E Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - Q9Gzs1

품목 번호: CM0013738



소개

rRNA 전사에 필수적인 Pol I 아단위체인 POLR1E(PAF53/RPA49)에 대한 고품질 토끼 폴리클론 항체입니다. WB, IP, ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 핵소체 및 전사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	POLR1E Rabbit pAb
비고/별칭	A49; PAF53; PRAF1; RPA49; POLR1E
종	인간
GeneID (Human)	64425
GeneID	64425
면역원	인간 POLR1E (NP_071935.1)의 아미노산 1-419에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9GZS1
단백질 무게	47kDa
배송	아이스백