


Wb, Ip, Chip, Elisa용 항-Polr2A (N-말단) 토끼 단클론 항체 - P24928

품목 번호: CM0002675



소개

WB, IP, ChIP, ELISA에서 검증된 고품질 항-POLR2A (N-말단) 토끼 단클론 항체로, 인간, 생쥐, 래트와 교차 반응합니다. RNA 중합효소 II 전사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	POLR2A (N-말단) 토끼 단클론 항체
비고/별칭	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpIILS; hsRPB1; hRPB220; POLR2A (N-말단)
종	인간
GeneID (인간)	5430
GeneID	5430
면역원	인간 POLR2A NP_000928.1의 아미노산 550-650에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, ChIP, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	P24928
단백질 분자량	217 kDa
배송 방식	아이스 팩