


Anti-Polr2A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P24928

품목 번호: CM0024670



소개

RNA 폴리머라제 II의 촉매 소단위체인 인간 POLR2A(RPB1)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, IP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 전사 기전 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	POLR2A Rabbit pAb
비고/별칭	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpILS; hsRPB1; hRPB220; POLR2A
종	인간(Human)
GeneID (인간)	5430
GeneID	5430
면역원	인간 POLR2A (NP_000928.1)의 아미노산 1-260에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P24928
단백질 분자량	217kDa
배송	아이스백