


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Polr2B 다클론 항체 - P30876

품목 번호: CM0030289



소개

WB, IHC-P, ELISA 응용 분야에서 검증된 토끼 유래 항-POLR2B 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 POLR2B(134kDa)를 인식합니다. 재조합 면역원(아미노산 1-260). RNA 중합효소 II 전사 및 크로마틴 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	POLR2B 토끼 pAb
비고/별칭	RPB2, POL2RB, hRPB140, POLR2B
종	인간
유전자ID (인간)	5431
유전자ID	5431
면역원	인간 POLR2B (NP_000929.1)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P30876
단백질 분자량	134kDa
배송 방식	아이스백