

Wb, Ihc-P, Elisa용 항 Polr2D 토끼 단일클론 항체 - O15514

품목 번호: CM0007287



소개

인체 POLR2D(RPB4)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA 검증을 완료했습니다. RNA 중합효소 II 전사 기구 연구를 위한 탁월한 도구입니다. CamelBio의 연구용 전용 제품입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	POLR2D 토끼 단일클론 항체(mAb)
비고/별칭	RBP4; RPB4; RPB16; HSRBP4; HSRPB4; POLR2D
종	인체(Human)
GeneID (인체)	5433
GeneID	5433
면역원	인체 POLR2D의 1-142 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 (NP_004796.1)
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 쥐
SWISS	O15514
단백질 무게	16 kDa
배송	아이스팩