


Wb, Ip, Elisa용 Anti-Polr2H 폴리클로날 항체 - P52434

품목 번호: CM0026295



소개

POLR2H (RPB8/RPABC3)를 타겟팅하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐, 랫트 샘플과 반응합니다. RNA 중합효소 연구 및 전사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 사항
제품명	POLR2H Rabbit pAb
비고/별칭	RPB8; RPB17; RPABC3; POLR2H
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID	5437
면역원(Immunogen)	사람 POLR2H (NP_006223.2)의 아미노산 1-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질 / 재조합 용합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P52434
단백질 분자량	17kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)