


Wb, Ip, Elisa용 Anti-Polr2H 다클론 항체 - P52434

품목 번호: CM0015474



소개

DNA 지시형 RNA 중합효소 I, II 및 III 소단위체 RPABC3(POLR2H)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스 샘플에서 웨스턴 블롯, 면역침강 및 ELISA에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	POLR2H Rabbit pAb
비고/별칭	RPB8; RPB17; RPABC3; POLR2H
종	인간
GeneID (인간)	5437
GeneID	5437
면역원	재조합 단백질 인간 POLR2H(NP_006223.2)의 아미노산 1~150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P52434
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백