


Anti-Polr2J Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P52435

품목 번호: CM0023481



소개

사람 POLR2J (RPB11-a)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. RNA 중합효소 II 전사 연구에 적합합니다. 마우스와 교차 반응하며; 핵 내 국재화와 심장 및 근육에서 높은 수준으로 발현합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	POLR2J Rabbit pAb
비고/별칭	RPB11; RPB11A; RPB11m; hRPB14; POLR2J1; POLR2J
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	5439
GeneID	5439
면역원	사람 POLR2J (NP_006225.1)의 아미노산 1-117에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	P52435
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)