


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Polr2L 다클론 항체 - P62875

품목 번호: CM0023763



소개

POLR2L 토끼 pAb, WB, IHC-P, ELISA에서 검증 완료되었습니다. 사람, 생쥐, 쥐와 반응합니다. RNA 중합효소 서브유닛 RPABC5를 표적으로 하며 전사 및 크로마틴 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	POLR2L 토끼 pAb
비고/별칭	RBP10; RPB10; RPABC5; RPB7.6; hRPB7.6; RPB10beta; POLR2L
종	사람
유전자 ID (사람)	5441
유전자 ID	5441
면역원	제조합 단백질 사람 POLR2L (NP_066951.1)의 아미노산 1-67에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P62875
단백질 분자량	8kDa
배송 방식	아이스백