

Wb, Elisa용 Anti-Polr3C 다클론 항체 - Q9Bui4

품목 번호: CM0017430



소개

WB 및 ELISA 검증 POLR3C 토끼 pAb. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. DNA 센서이자 전사 구성 요소인 RNA 중합효소 III 소단위체 RPC3(RPC62)를 표적으로 합니다. 선천면역 및 전사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	POLR3C 토끼 pAb
비고/별칭	C82; RPC3; RPC62; POLR3C
종	인간
유전자 ID(인간)	10623
유전자 ID	10623
면역원	인간 POLR3C(NP_006459.3)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9BUI4
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스팩