


Anti-Polr3K Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Y2Y1

품목 번호: CM0028030



소개

인간 POLR3K를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 전사 충실도 및 선천성 면역 감지에 관여하는 중요한 RNA 폴리메라제 III 서브유닛을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	POLR3K Rabbit pAb
비고/별칭	C11, HLD21, My010, RPC10, RPC11, RPC12.5, C11-RNP3, POLR3K
종	인간
유전자 ID	51728
면역원	재조합 단백질 인간 POLR3K (NP_057394.3)의 아미노산 1-108에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y2Y1
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스백