

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Polrmt 토끼 다클론 항체 - O00411

품목 번호: CM0022769



소개

WB, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증된 토끼 항-POLRMT 다클론 항체입니다. 인간 및 랫드 미토콘드리아 RNA 중합효소와 반응하여 미토콘드리아 전사 및 복제 연구에 활용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	POLRMT 토끼 pAb
비고/별칭	APOLMT; MTRNAP; MTRPOL; COXPD55; h-mtRPOL; POLRMT
종	인간
유전자 ID (인간)	5442
유전자 ID	5442
면역원	인간 POLRMT(NP_005026.3)의 아미노산 42-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	O00411
단백질 분자량	139kDa
배송	아이스팩