

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Pomc 다클론 항체 - P01189

품목 번호: CM0027594



소개

사람, 마우스, 래트 샘플에서 웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA로 검증된 항-POMC 다클론 항체입니다. 에너지 균형과 스트레스 반응에 관여하는 뇌하수체 호르몬의 전구체인 프로오피오멜라노코르틴(pro-opiomelanocortin)을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	POMC 토끼 pAb
비고/별칭	LPH; MSH; NPP; POC; ACTH; CLIP; OBAIRH; POMC
종	사람
유전자 ID	5443
면역원	사람 POMC (NP_000930.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P01189
단백질 분자량	29kDa
배송 방식	아이스 팩