


Wb, Elisa용 Anti-Pomgnt1 토끼 다클로날 항체 - Q8Wza1

품목 번호: CM0030238



소개

인간 POMGNT1 (GnT I.2)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트 샘플과 반응합니다. O-만노실 글리코실화 연구 및 이스트로글리카노병(dystroglycanopathy) 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	POMGNT1 Rabbit pAb
비고/별칭	MEB; RP76; GNTI.2; LGMD2O; GnT I.2; LGMDRI5; MGAT1.2; gnT-I.2; POMGNT1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	55624
유전자 ID	55624
항원(Immunogen)	인간 POMGNT1 (NP_060209.3)의 아미노산 411-660에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q8WZA1
단백질 분자량	75kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)