

Wb 및 Elisa용 항-Pomgnt2 토끼 다클론 항체 - Q8Nat1

품목 번호: CM0017937



소개

인간 POMGNT2를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. O-만노실화, 디스트로글리칸 글리코실화 및 선천성 근이영양증 기전 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	POMGNT2 토끼 pAb
비고/별칭	AGO61; GTDC2; MDDGA8; MDDGC8; C3orf39; POMGNT2
종	인간
유전자ID (인간)	84892
유전자ID	84892
면역원	인간 POMGNT2 (NP_116195.2)의 아미노산 160-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q8NAT1
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스백