

Wb, Elisa용 항-Pomk 다클론 항체 - Q9H5K3

품목 번호: CM0017507

소개

단백질 O-만노스 키나아제(POMK)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 디스트로글리칸병 연구에서 쥐와 래트와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	POMK 토끼 pAb
비고/별칭	SGK196; MDDGA12; MDDGC12; POMK
종	인간
유전자 ID (인간)	84197
유전자 ID	84197
면역원	인간 POMK (NP_115613.1)의 아미노산 1-350에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q9H5K3
단백질 분자량	40kDa
배송 방식	아이스 팩