

Wb, Elisa용 Anti-Pomt1 토끼 다클론 항체 - Q9Y6A1

품목 번호: CM0017771

소개

인간 POMT1(단백질 O-만노실전이효소 1)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 예상 밴드 크기는 약 85kDa입니다. 디스트로글리카노병증 및 당화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	POMT1 토끼 pAb
비고/별칭	RT; LGMD2K; MDDGA1; MDDGB1; MDDGCL; LGMDR11; POMT1
종	인간
유전자 ID	10585
면역원	인간 POMT1(NP_001070833.1)의 아미노산 310-550에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9Y6A1
단백질 분자량	85kDa
배송	아이스팩