


Wb, Elisa용 Anti-Pon1 토끼 다클로날 항체 - P27169

품목 번호: CM0026336



소개

웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증된 인간 혈청 파라옥소나제/아릴에스테라제 1 (PON1)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 유기인산 해독 및 동맥경화증 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PON1 Rabbit pAb
비고/별칭	ESA; PON; MVCD5; PON1
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	5444
GeneID	5444
면역원(Immunogen)	인간 PON1 (NP_000437.3)의 아미노산 20-150에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
응용(Applications)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	P27169
단백질 분자량	40kDa
배송(Shipping)	아이스백