


Wb, Elisa용 Anti-Pon1 토끼 다클론 항체 - P27169

품목 번호: CM0018182



소개

WB 및 ELISA용 PON1(P27169) 토끼 다클론 항체.
인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 유기인계 화합물
가수분해 및 HDL 관련 항산화 활성에서 혈청
파라옥소나제/아릴에스테라제 1의 기능을 연구하는 데
이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PON1 토끼 pAb
비고/별칭	ESA; PON; MVCD5; PON1
종	인간
유전자 ID	5444
면역원	인간 PON1(NP_000437.3)의 아미노산 9~109에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P27169
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스팩