

Wb 및 Elisa용 항-Pon2 토끼 다클론 항체 - Q15165

품목 번호: CM0022043

소개

인체 PON2(혈청 파라옥소나제/아릴에스테라제 2)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA 검증 완료. 항산화 활성 및 지질 과산화 방지에 관여하는 39 kDa 막 단백질을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PON2 토끼 pAb
비고/별칭	PON2
종	인체(Human)
GeneID	5445
면역원	인체 PON2(NP_000296.2)의 아미노산 1-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인체
SWISS	Q15165
단백질 무게	39kDa
배송	아이스팩