

Wb, Elisa용 Anti-Pon3 폴리클로날 항체 - Q15166

품목 번호: CM0019795

소개

인간 PON3를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA 응용에 대해 검증되었습니다. 혈청 파라옥소나제/락토나제 3 기능 및 스타틴 전구약물 가수분해 연구에 이상적입니다. 인간과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PON3 Rabbit pAb
비고/별칭	PON3
종	인간
유전자 ID (인간)	5446
유전자 ID	5446
면역원	합성 펩타이드 인간 PON3 (NP_000931.1)의 아미노산 250-350에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q15166
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백