

Wb, Elisa용 Anti-Pop4 토끼 다클론 항체 - O95707

품목 번호: CM0016203



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 고품질 anti-POP4 토끼 다클론 항체로, 인간 및 랫드 리보뉴클레아제 P 서브유닛 p29를 표적으로 합니다. tRNA 가공 및 핵소체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	POP4 토끼 pAb
비고/별칭	RPP29; POP4
종	인간
GeneID (인간)	10775
면역원	인간 POP4의 아미노산 1-220번 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_006618.1)
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	O95707
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스팩