

Wb 및 Elisa용 Anti-Pop5 토끼 다클론 항체 - Q969H6

품목 번호: CM0021789



소개

tRNA 및 rRNA 성숙에 관여하는 리보뉴클레아제 P 및 MRP 복합체의 주요 소단위체인 인간 POP5를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 랫드와 교차 반응성을 보입니다. - Q969H6

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	POP5 토끼 pAb
비고/별칭	RPP2; RPP20; hPop5; HSPC004; POP5
종	인간
유전자 ID	51367
면역원	인간 POP5(NP_057002.2)의 아미노산 50-150 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	Q969H6
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스팩