

Wb, Elisa용 Anti-Pop7 Rabbit Polyclonal Antibody - O75817

품목 번호: CM0024924



소개

이 토끼 폴리클론항체(O75817)를 사용하여 내인성 POP7 발현을 웨스턴 블롯 및 ELISA로 검증하세요; tRNA 및 rRNA 처리에서 리보뉴클레아제 P/MRP 복합체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	POP7 Rabbit pAb
비고/별칭	RPP2; RPP20; 0610037N12Rik; POP7
종	인간
GeneID (Human)	10248
GeneID	10248
면역원	인간 POP7의 아미노산 1-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_005828.2)
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O75817
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스백