

Wb 및 Elisa용 Anti-Porcن 토끼 다클론 항체 - Q9H237

품목 번호: CM0015662



소개

Wnt 신호전달 팔미톨레오일전이효소인 인간 PORCN을 표적으로 하며, 마우스 및 랫드와의 교차 반응성이 있고 WB 및 ELISA에서 검증된 고품질 토끼 다클론 항체입니다. Wnt 경로 및 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PORCN 토끼 pAb
비고/별칭	PPN; DHOF; FODH; MG61; PORC; PORCN
종	인간
유전자 ID (인간)	64840
유전자 ID	64840
면역원	인간 PORCN의 아미노산 220-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_982299.1)
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q9H237
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스팩