

Wb, Elisa용 Anti-Pot1 토끼 다클로날 항체 - Q9Nux5

품목 번호: CM0015814



소개

POT1에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간 및 마우스 POT1와 반응하며, 이는 텔로미어 길이 조절 및 보호에 필수적인 셸터린(shelterin) 복합체의 구성 요소입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	POT1 Rabbit pAb
비고/별칭	GLM9; CMM10; HPOT1; POT1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	25913
GeneID	25913
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 POT1 (NP_056265.2)의 아미노산 497-634에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9NUX5
단백질 분자량	71kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)