

Wb 및 Elisa용 항-Pou1F1 토끼 다클론 항체 - P28069

품목 번호: CM0024466



소개

인간 POU1F1(PIT1/GHF-1)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었습니다. 뇌하수체 발달 및 전사 인자 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	POU1F1 토끼 pAb
비고/별칭	PIT1; CPHD1; GHF-1; Pit-1; POU1F1a; POU1F1
종	인간
유전자 ID (인간)	5449
유전자 ID	5449
면역원	인간 POU1F1(NP_000297.1)의 아미노산 124-273에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P28069
단백질 분자량	33kDa
배송 방식	아이스백