

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Pou1F1 토끼 다클론 항체 - P28069

품목 번호: CM0023812



소개

POU1F1(PIT1/GHF-1)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광, 면역조직화학 및 ELISA에 적합합니다. 성장 호르몬과 프로락틴 조절에 관여하는 뇌하수체 특이 전사인자인 인간, 마우스 및 래트 POU1F1을 검출합니다. 뇌하수체 발달 및 내분비 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	POU1F1 토끼 pAb
비고 / 별칭	PIT1; CPHD1; GHF-1; Pit-1; POU1F1a
종	인간
유전자 ID (인간)	5449
유전자 ID	5449
면역원	재조합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P28069
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스팩