

Anti-Pou2F1/Oct1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P14859

품목 번호: CM0008432



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 인간 POU2F1/OCT1를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 쥐 POU2F1(~76 kDa)을 검출합니다. 전사 조절, 핵 수용체 신호 전달 및 HSV 감염 메커니즘 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	POU2F1/OCT1 Rabbit mAb
비고/별칭	OCT1; OTF1; Oct1Z; oct-1B; POU2F1/OCT1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	5451
GeneID	5451
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P14859
단백질 분자량	76 kDa
배송	아이스백