

Anti-Pou2F1/Oct1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P14859

품목 번호: CM0022262



소개

WB 및 ELISA 용도로 제공되는 인간 POU2F1/OCT1에 대한 토끼 다클로날 항체로, 쥐(Rat)와 교차 반응하며 예상 분자량은 76 kDa입니다. 전사 인자 및 크로마틴 연구에 이상적입니다. UniProt P14859.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	POU2F1/OCT1 Rabbit pAb
비고/별칭	OCT1; OTF1; Oct1Z; oct-1B; POU2F1/OCT1
종(Species)	Human
GeneID (Human)	5451
GeneID	5451
면역원(Immunogen)	인간 POU2F1/OCT1 (NP_001185712.1)의 아미노산 15-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Rat
SWISS	P14859
단백질 분자량	76kDa
배송(Shipping)	Ice bag