

Wb 및 Elisa용 Anti-Pou2F2(Oct2) 토끼 다클론 항체 - P09086

품목 번호: CM0021055



소개

Western blot 및 ELISA 검증을 완료한 인간 POU2F2(OCT2, OTF2) 특이적 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. B세포 및 면역글로불린 조절 연구에서 전사 인자 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	POU2F2 토끼 pAb
비고/별칭	OCT2; OTF2; Oct-2; POU2F2
종	인간
GeneID(인간)	5452
GeneID	5452
면역원	인간 POU2F2(NP_001193954.1)의 아미노산 400-479 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
항체 기원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P09086
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스팩