

Anti-Pou3F1 폴리클론항체 (Wb, Elisa 용) - Q03052

품목 번호: CM0022417

소개

인간 OCT6/SCIP 전사 인자를 표적으로 하는 POU3F1 토끼 폴리클론항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA 적용 분야에서 검증되었으며, 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 신경과학 및 줄기세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	POU3F1 토끼 pAb
비고/별칭	OCT6; OTF6; SCIP; POU3F1
종	인간
유전자 ID (인간)	5453
유전자 ID	5453
면역원	인간 POU3F1 (NP_002690.3)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q03052
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백