

Wb 및 Elisa용 항-Pou3F4 다클론 항체 - P49335

품목 번호: CM0019362

소개

인간 POU3F4(BRN-4)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 POU3F4를 검출합니다. 신경과학 연구 및 전사 인자 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	POU3F4 토끼 pAb
비고/별칭	BRN4; DFN3; OTF9; BRN-4; DFNX2; OCT-9; OTF-9; BRAIN-4; POU3F4
종	인간
유전자 ID (인간)	5456
유전자 ID	5456
면역원	인간 POU3F4(NP_000298.3)의 아미노산 1-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49335
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백