

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Pou4F1 토끼 다클로날 항체 - Q01851

품목 번호: CM0023253

소개

인간 POU4F1 (BRN3A)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 신경 분화, 세포자멸사 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	POU4F1 Rabbit pAb
비고/별칭	BRN3A, RDC-1, ATITHS, Oct-T1, brn-3A
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	5457
유전자 ID	5457
면역원	재조합 단백질; 인간 POU4F1 (NP_006228.3)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q01851
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백