

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Pou4F2 토끼 다클론 항체 - Q12837

품목 번호: CM0024460

소개

인간 POU4F2(BRN3B)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 망막 신경절 세포 분화 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	POU4F2 토끼 pAb
비고/별칭	BRN3B; BRN3.2; Brn-3b; POU4F2
종	인간
GeneID (인간)	5458
GeneID	5458
면역원	인간 POU4F2 (NP_004566.2)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q12837
단백질 분자량	43kDa
배송 방법	아이스 팩