

Anti-Pou4F3 폴리클론항체 For Wb, Elisa - Q15319

품목 번호: CM0025378

소개

인간 POU4F3(BRN3C)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증됨. 청각계 발달 및 내이 유모세포 분화 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	POU4F3 Rabbit pAb
비고/별칭	BRN3C; DFNA15; DFNA42; DFNA52; POU4F3
종	인간
Gene ID	5459
면역원	인간 POU4F3 (NP_002691.1)의 아미노산 1-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q15319
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백