

Anti-Pou6F1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q14863

품목 번호: CM0028473



소개

인간 POU6F1 (BRN5, MPOU, TCFB1)를 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 신경과학 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	POU6F1 Rabbit pAb
비고/별칭	BRN5; MPOU; TCFB1; POU6F1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	5463
GeneID	5463
면역원(Immunogen)	인간 POU6F1 (NP_002693.3)의 아미노산 1-301에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q14863
단백질 분자량(Protein Weight)	33kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)