

Anti-Pp1 Beta Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62140

품목 번호: CM0011260

소개

인간 PP1 베타 촉매 소단위(P62140)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 세포 분열, 글리코젠 대사 및 MAPK 경로 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PP1 beta Rabbit mAb
비고/별칭	MP; PP1B; PP1c; NSLH2; PP-1B; PPP1CD; PP1beta; PPP1beta; HEL-S-80p; PP1 beta
종	인간(Human)
GeneID (인간)	5500
GeneID	5500
면역원	합성 펩타이드 인간 PP1 베타(P62140)의 아미노산 228-327 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P62140
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백