

Anti-Pp1 Beta 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - P62140

품목 번호: CM0013083

소개

인간 PP1 beta (PPP1CB)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 사용 가능합니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 37 kDa 단백질을 검출합니다. 세포 주기, 글리코젠 대사 및 생체 리듬 연구에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PP1 beta Rabbit pAb
비고/별칭	MP; PP1B; PP1c; NSLH2; PP-1B; PPP1CD; PP1beta; PPP1beta; HEL-S-80p; PP1 beta
종(Species)	Human
GeneID	5500
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 (인간 PP1 beta (NP_002700.1)의 아미노산 227-327 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드)
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P62140
단백질 분자량	37kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)