

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Pp1 Beta 토끼 다클론 항체 - P62140

품목 번호: CM0012829

소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 인간 PP1 beta(PPP1CB)에 대한 토끼 다클론 항체. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 세포 분열, 글리코겐 대사 및 MAPK 신호 전달에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PP1 beta 토끼 pAb
비고/별칭	MP; PP1B; PP1c; NSLH2; PP-1B; PPP1CD; PP1beta; PPP1beta; HEL-S-80p; PP1 beta
종	인간
GeneID (인간)	5500
GeneID	5500
면역원	인간 PP1 beta(NP_002700.1)의 아미노산 227-327에 해당하는 합성 펩타이드
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P62140
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백