

Wb, If/Icc, Elisa용 항Pp2A-A α /Pr65A/Ppp2R1A 토끼 다클론 항체 - P30153

품목 번호: CM0029476



소개

단백질 포스파타아제 2A의 골격 서브유닛인 인간 PP2A-A α /PR65 α /PPP2R1A를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 생쥐 및 쥐 샘플에서 WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PP2A-A α /PR65 α /PPP2R1A 토끼 pAb
비고/별칭	MRD36; PP2AA; PR65A; PP2AAALPHA; PP2A-Aalpha; PP2A-A α /PR65 α /PPP2R1A
종	인간
유전자 ID (인간)	5518
유전자 ID	5518
면역원	재조합 단백질 인간 PP2A-Aalpha/PR65 α /PP2A-A α /PR65 α /PPP2R1A (NP_055040.2)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P30153
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스백