


Wb, Elisa용 Anti-Pp2A-A β /Pr65B/Ppp2R1B 폴리클로날 항체 - P30154

품목 번호: CM0021567



소개

단백질 인산화효소 2A(PP2A)의 스캐폴드 소단위인 인간 PP2A-A β /PR65 β /PPP2R1B를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 쥐(Rat)와 교차 반응성을 나타냅니다. PP2A 신호 전달, 세포 주기 조절 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PP2A-A β /PR65 β /PPP2R1B Rabbit pAb
비고/별칭	PPP2R1B; PP2A-A β ; PR65B; protein phosphatase 2 scaffold subunit Abeta; PP2A-A β /PR65 β /PPP2R1B
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	5519
면역원(Immunogen)	인간 PP2A-A β /PR65 β /PPP2R1B (NP_002707.3)의 아미노산 502-601 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	쥐(Rat)
SWISS	P30154
단백질 분자량	52kDa/61kDa/66kDa/73kDa
배송(Shipping)	아이스백